

开放预约！首批新冠抗原检测试剂盒到货

本报讯（晚报记者 潘凡/文 郑丁杰/摄）昨日，我市组织到首批新冠病毒抗原检测试剂盒货源，一批零售连锁药店开通预约销售服务。

11日，国家卫健委印发《新冠病毒抗原检测应用方案（试行）》。根据方案，社区居民有自我检测需求的可通过零售药店、网络销售平台等渠道，自行购买抗原检测试剂进行自测。据了解，抗原检测试剂是三类医疗器械，需要经过临床试验和国家审评后才能生产上市。目前，我国只有10家企业获批生产该类药品，产能有限。

昨日，我市组织到首批货源由卫建委统筹使用。同时，我市正积极联系国内生产厂家，继续大力组织货源。我市市民大药房、三品堂医药、汇华强盛、九州大药房等一批零售连锁药店于昨日开通预约销售服务，有需要的市民可以去上述零售门店或者通过灵锡APP向上述药店预约。“打开灵锡APP，点击‘地图服务’中的‘药店服务’，再选择‘新冠病毒抗原检测试剂’即可查

询到各区销售试剂的药店，拨打电话即可预约。”无锡市市场监督管理局药化处处长蒋丽媛介绍。

最快15分钟出结果的抗原快测产品，将成为新冠疫情筛查的重要补充手段。需要注意的是，目前购买抗原检测试剂盒不能使用医保卡。从市市场监管局获悉，为服务全市疫情防控，我市对新冠病毒抗原检测试剂盒与四类药品同等管理，市民购买时需凭身份证实名认证登记相关信息。“感觉这个试剂自用的话还是挺方便的，可以买一份，以备不时之需。”昨晚7时半左右，市民白女士听说三品堂清扬店有新冠病毒抗原检测试剂到货了，就前来登记预约，成为锡城首位在线下药店预约登记的市民。

下一步，市市场监管局将加强相关经营环节的监督检查，做好对市售新冠病毒抗原检测试剂经营企业的监督检查，确保产品质量安全。同时大力推动无锡产新冠病毒抗原检测试剂早日获批上市，解决市场供应瓶颈。



作为补充手段可用于特定人群筛查 有利于提高“早发现”能力

链接

1. 什么是抗原检测？

病毒是否入侵人体，目前主要有三种方法来检测：核酸检测、抗原检测和抗体检测。前二者都属于直接检测病毒的方法。

相比核酸检测，抗原检测的速度更快，操作也更便捷，但准确度较低，一般用于感染早期。疫情发生后，多国在公认核酸检测为新冠病毒检测“金标准”的同时，也推广了抗原检测，将之作为一项有效补充。

根据方案，抗原阳性结果可用于对疑似人群的早期分流和快速管理，选用的抗原检测试剂须经过国家药品监督管理部门批准。

2. 抗原检测的适用人群有哪些人？

一是到基层医疗卫生机构就诊，伴有呼吸道、发热等症状且出现症状5天以内的人员；二是隔离观察人员，包括居家隔离观察、密接和次密接、入境隔离观察、封控区和管控区内的人员；三是有抗原自我检测需求的社区居民。

3. 能否替代核酸检测？

国家卫生健康委特别说明，核酸检测依然是新冠病毒感染的确诊依据，抗原检测作为补充手段可以用于特定人群的筛查，有利于提高“早发现”能力。换言之，也就是推进“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式。基层医疗卫生机构具有核酸检测能力的，应当首选核酸检测；不具备核酸检测

能力的，可以进行抗原检测，并做好医务人员的培训和患者的沟通指导。隔离观察人员和社区居民进行抗原检测，应当认真阅读说明书、规范操作。疑似人群抗原阳性及阴性结果均应当进行进一步的核酸检测。

4. 抗原检测能作为确诊依据吗？

抗原阳性结果不作为新冠病毒感染的确诊依据，核酸检测依然是新冠病毒感染的确诊依据。如核酸检测阳性，不论抗原检测结果如何，均按照新冠病毒感染者或新冠肺炎确诊患者采取相应措施。如核酸检测阴性，但抗原检测阳性，则视同新冠病毒感染者采取集中隔离等措施，密切观察，连续进行核酸检测。

5. 抗原自测阳性怎么办？

根据方案，抗原自测阳性的人员，不论是否有呼吸道、发热等症状，应立即向所在社区（村镇）报告，由社区（村镇）联系急救中心按照新冠肺炎疫情影响相关人员转运工作指南，将居民转运至设置发热门诊的医疗机构，进行核酸检测。同时，阳性人员使用后的采样拭子、采样管、检测卡等装入密封袋一并转运至医疗机构作为医疗废物处置。

抗原自测阴性但又有症状的人员，根据方案，建议尽快前往设置发热门诊的医疗机构就诊，进行核酸检测；如不便就诊，则应当居家自我隔离，避免外出活动，连续5天每天进行一次抗原自测。（潘凡）

新冠病毒抗原检测自测步骤

一 抗原自测前准备

1、洗手

使用流动清水或手部消毒液清洗双手。

2、了解检测流程

仔细阅读抗原自测试剂配套说明书及抗原自测相关注意事项。

3、试剂准备

检查抗原自测试剂是否在保质期内，检查鼻拭子、采样管、检测卡等内容物是否有缺失或破损。**如试剂过期或试剂内容物缺失、破损应及时更换检测试剂*

4、确认检测环境

胶体金试纸条检测一般要求在14℃-30℃常温条件下，避免过冷、过热或过度潮湿环境导致检测结果异常。抗原检测卡拆除包装后置于平坦、清洁处。

二 样本采集

1、用卫生纸擤去鼻涕

2、小心拆开鼻拭子外包装，避免手部接触拭子头

3、头部微仰，一手执拭子尾部，贴一侧鼻孔进入，沿下鼻道的底部向后缓缓深入1-1.5厘米后，贴鼻腔旋转至少4圈（停留时间不少于15秒），随后使用同一拭子对另一鼻腔重复相同操作。

**14岁以上者，可自行进行鼻腔拭子采样
2-14岁自检者，应由其他成人代为采样

江南晚报



微博



公众号



民生无锡



抖音号



快手号



头条号

购房团